




**SCHREIBER**<sup>®</sup> INSTRUMENTE


**Scalpels, blades and scalpel handles**  
**Bisturís, hojas y mangos de bisturí**



**SCHREIBER GmbH**  
**Unterer Damm 15**  
**D-78567 Fridingen, Germany**  
**Tel.: +49 7463 996949-0**  
**Fax.: +49 7463 996949-9**  
**E-Mail: [info@schreibergmbh.de](mailto:info@schreibergmbh.de)**  
**Internet: [www.schreibergmbh.de](http://www.schreibergmbh.de)**

REF 90-1218






Carbon steel surgical  
Hojas de acero carbono

blades no. 3 fitment  
para mango bisturí no.3

100 pcs/box individually packed in aluminium foil  
100 piezas/caja envasadas individualmente en folio de aluminio



Carbon steel surgical  
Hojas de acero carbono

blades no. 4 fitment  
para mango bisturí no.4

CE 0438

STERILE R

sterilized by  $\gamma$ -radiation  
25 KGY (2.5 M. RADS)



Sterile stainless steel disposable scalpels with plastic handle  
 Bisturís desechables de acero inoxidable con mango plástico

10 pcs/box individually packed in clear plastic foil  
 10 piezas/caja envasadas individualmente en sobre de plástico transparente

CE 0438

STERILE R

sterilized by  $\gamma$ -radiation  
 25 KGY (2.5 M. RADS)

10 pcs/box individually packed in clear plastic foil  
 10 piezas/caja envasadas individualmente en sobre de plástico transparente



Sterile stainless steel safety scalpels  
 Bisturís de seguridad con hoja de acero inoxidable  
 y mango plástico

11-0600-10  
 Fig 10

11-0600-11  
 Fig 11

11-0600-15  
 Fig 15

11-0600-24  
 Fig 24



11-0313  
N° 3L

11-0317  
N° 7L

**Stainless steel standard handles for surgical blades**  
**Mangos estándar en acero inoxidable para hojas de bisturí**

11-0314  
N° 4L

11-0307  
N° 7

11-0303  
N° 3

11-0306  
N° 7 short

11-0304  
N° 4

handles No. 3 fitment for blades No. 10-17  
mangos figura No. 3 para hojas No. 10-17

handles No. 4 fitment for blades No. 18-36  
mangos figura No. 4 para hojas No. 18-36

**Carbon steel stitch cutters**  
**Cortadores de hilo de acero carbono**



**11-0285**

Sterile stitch cutters 11 cm, 100 pcs/box, individually packed in aluminium foil.  
Hojas estériles para cortes de hilo de 11 cms de largo, envasadas individualmente en caja de 100 piezas en folio de aluminio.



**11-0280**

Sterile stitch cutters 6.5 cm, 100 pcs/box, individually packed in aluminium foil.  
Hojas estériles para cortes de hilo de 6.5 cms de largo, envasadas individualmente en caja de 100 piezas en folio de aluminio.

**Dermatome blades**  
**Hojas de dermatomo**



**11-0640**

Sterile dermatome blades 157.5 x 19 mm, 50 pcs / box, individually packed.  
Hojas de dermatomo estériles de 157.5 x 19 mm, envasadas individualmente y presentadas en caja de 50 unidades.