




**ÜBERSETZTE DRAHTZANGEN
ARTICULATED PLIERS
PINZAS ARTICULADAS
PINZE TAGLIA FILO ARTICOLATE
PINCES COUPE FIL ARTICULÉES**





SCHREIBER übersetzte Drahtzangen zeichnen sich durch folgende Charakteristiken aus:

- 40% weniger Kraftaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Zangen
- Die TC Einlagen sind austauschbar
- Die Drahtzangen sind voll sterilisierbar

SCHREIBER articulated pliers offer the following features:

- Handling with approx. 40% less power required
- The TC blades are exchangeable
- The pliers are fully sterilizable

Los alicates articulados SCHREIBER ofrecen las siguientes características:

- El manejo es posible con 40% menos de fuerza
- Los insertos de TC son intercambiables
- Los alicates son totalmente esterilizables

Le pinze tagliafilo articolate SCHREIBER sono caratterizzate dalle seguenti peculiarità:

- Impiego di circa il 40% di forza in meno rispetto ai modelli tradizionali presenti sul mercato
- Gli inserti in carburo di tungsteno sono ricambiabili
- Le pinze tagliafilo articolate sono completamente sterilizzabili

Les pinces coupe fil articulées SCHREIBER sont caractérisés pour les traits suivantes:

- Environ 40% moins d'usage de force par rapport à les modèles traditionnel présents sur le marché
- Les inserts en carbure de tungstène sont remplaçables
- Les pinces coupe fil articulée peuvent être stérilisées

AP

Ed. 10/2013

ÜBERSETZTE DRAHTKNEIFZANGEN
 ARTICULATED WIRE CUTTERS
 ALICATES ARTICULADOS PARA ALAMBRES
 PINZA TAGLIA FILI ARTICOLATA
 PINCE COUPE FIL ARTICULÉE


SCHREIBER® INSTRUMENTE


Drahtkneifzange 23 cm Wire Cutter 23 cm Alicates para alambres 23 cm Pinza taglia fili articolata 23 cm Pince coupe fil articulée			
REF	für Draht for wires para alambres per filo pour fil	Abmessungen dimensions dimensiones dimensioni dimensions	Gewicht weight peso peso poids
42-07-0475	max. Ø 3.0 mm	230 x 90 x 30 mm	420 gr.
GTIN:	4048614535071	Material: 1.4021	scale 70%



Hartmetallschneiden (1 Paar), Schrauben (2 Paar) Inbusschlüssel (1 Stück) TC blades (1 pair), screws (2 pair), allen key (1 piece) Placas de tungsteno (1 par), tornillos (2 par), llave hexagonal (1 pieza) Taglienti in tungsteno (1 paio), viti (2 paia), brugola (1 pezzo) Tranchants en tungstène (1 paire), vis (2 paires), clé allen (1 pièce)	
REF	GTIN
42-07-0475-01	4048614535156



Gummibacken (1 Paar), Schrauben (1 Paar) Rubber jaws (1 pair), screws (1 pair) Bocas de goma (1 par), tornillos (1 par) Inserti in gomma (1 paio), viti (1 paio) Inserts en gomme, vis (1 paire)	
REF	GTIN
42-07-0475-02	4048614535200



Drahtkneifzange 28 cm Wire Cutter 28 cm Alicates para alambres 28 cm Pinza taglia fili articolata 28 cm Pince coupe fil articulée 28 cm			
REF	für Draht for wires para alambres per filo pour fil	Abmessungen dimensions dimensiones dimensioni dimensions	Gewicht weight peso peso poids
42-07-0474	min 2.0 mm max. Ø 3.5 mm	280 x 90 x 30 mm	744 gr.
GTIN:	4048614535088	Material: 1.4021	scale 70%



Hartmetallschneiden (1 Paar), Schrauben (2 Paar) Inbusschlüssel (1 Stück) TC blades (1 pair), screws (2 pair), allen key (1 piece) Placas de tungsteno (1 par), tornillos (2 par), llave hexagonal (1 pieza) Taglienti in tungsteno (1 paio), viti (2 paia), brugola (1 pezzo) Tranchantes en tungstène (1 paire), vis (2 paires), clé allen (1 pièce)	
REF	GTIN
42-07-0474-01	4048614535163




Gummibacken (1 Paar), Schrauben (1 Paar) Rubber jaws (1 pair), screws (1 pair) Bocas de goma (1 par), tornillos (1 par) Inserti in gomma, (1 paio), viti (1 paio) Inserts en gomme (1 paire), vis (1 paire)	
REF	GTIN
42-07-0475-02	4048614535200

AP

Ed. 10/2013

ÜBERSETZTE DRAHTKNEIFZANGEN
 ARTICULATED WIRE CUTTERS
 ALICATES ARTICULADOS PARA ALAMBRES
 PINZA TAGLIA FILI ARTICOLATA
 PINCE COUPE FIL ARTICULÉE


SCHREIBER INSTRUMENTE


Drahtkneifzange 18 cm, für Rechtshänder
 Wire Cutter 18 cm, for right-handed
 Alicates para alambres 18 cm, para diestros
 Pinza taglia fili articolata 18 cm, per destro
 Pince coupe fil articulée 18 cm, pour droitier

REF	für Draht for wires para alambres per filo pour fil	Abmessungen dimensions dimensiones dimensioni dimensions	Gewicht weight peso peso poids
42-07-0473R	max. Ø 2.2 mm	180 x 90 x 30 mm	250 gr.
GTIN:	4048614535095	Material: 1.4021	scale 1:1



Hartmetallschneiden (1 Paar), Schrauben (2 Paar) Inbusschlüssel (1 Stück)
 TC blades (1 pair), screws (2 pair), allen key (1 piece)
 Placas de tungsteno (1 par), tornillos (2 par), llave hexagonal (1 pieza)
 Taglienti in tungsteno (1 paio), viti (2 paia), brugola (1 pezzo)
 Tranchantes en tungstène (1 paire), vis (2 paires), 1 clé allen (1 pièce)

REF	GTIN
42-07-0473-01	4048614535170



Gummibacken (1 Paar), Schrauben (1 Paar)
 Rubber jaws (1 pair), screws (1 pair)
 Bocas de goma (1 par), tornillos (1 par)
 Inserti in gomma (1 paio), viti (1 paio)
 Inserts en gomme (1paire), vis (1paire)

REF	GTIN
42-07-0475-02	4048614535200



Drahtkneifzange 18 cm, für Linkshänder
 Wire Cutter 18 cm, for left-handed
 Alicates para alambres 18 cm, para zurdos
 Pinza taglia fili articolata 18 cm, per mancino
 Pince coupe fil articulée 18 cm, pour gaucher

REF	für Draht for wires para alambres per filo pour fil	Abmessungen dimensions dimensiones dimensioni dimensions	Gewicht weight peso peso poids
42-07-0473L	max. Ø 2.2 mm	180 x 90 x 30 mm	250 gr.
GTIN:	4048614535101	Material: 1.4021	scale 1:1



REF	GTIN
42-07-0473-01	4048614535170




REF	GTIN
42-07-0475-02	4048614535200

AP


Ed. 10/2013

ÜBERSETZTE KOPF- UND SEITENSCHNEIDER
 ARTICULATED FRONT AND SIDE CUTTERS
 ALICATES ARTICULADOS FRONTALES Y LATERALES PARA ALAMBRES
 PINZA TAGLI FILI ARTICOLATA TAGLIENTI LATERALI E FRONTALI
 PINCE COUPE FIL ARTICULÉE TRANCHANTES LATERALES ET FRONTALES


SCHREIBER INSTRUMENTE


Kopf- und Seitenschneider 18 cm
 Front and side Cutter 18 cm
 Alicates frontal y lateral 18 cm
 Pinza taglia fili articolata con taglienti laterali e frontali 18 cm
 Pince coupe fil articulée avec tranchantes laterales et frontales 18 cm

REF	für Draht for wires para alambres per filo pour fil	Abmessungen dimensions dimensiones dimensioni dimensiones	Gewicht weight peso peso poids
42-07-0472	max. Ø 1.6 mm	180 x 90 x 30 mm	250 gr.
GTIN:	4048614535118	Material: 1.4021	scale 1:1



TC Schneideinsätze mit integrierten Gummibacken (1 Paar), Schrauben (1 Paar) Inbusschlüssel (1 Stück).
 TC inserts with integrated rubber jaws (1 pair), screws (1 pair), allen key (1 piece)
 Placas de tungsteno con bocas de goma integradas (1 par), tornillos (1 par), llave hexagonal (1 pieza)
 Taglienti in tungsteno con inserti in gomma integrati, (1 paio), viti (1 paio), brugola (1 pezzo)
 Tranchantes en tungstène avec inserts en gomme intégrée (1 paire)

REF	GTIN
42-07-0472-01	4048614535187



Kabelschneider 18 cm Cable Cutter 18 cm Alicates para cables 18 cm Pinza taglia cavi articolata 18 cm Pince coupe cables articulée 18 cm			
REF	für Kabel for cables para cables per cavo pour câbles	Abmessungen dimensions dimensiones dimensioni dimensions	Gewicht weight peso peso poids
42-07-0471	min. Ø 1.0 mm max. Ø 2.0 mm	180 x 90 x 30 mm	200 gr.
GTIN:	4048614535125	Material: 1.4021	scale 1:1





TC Schneideinsätze (1 Paar), Schrauben (1 Paar) Inbusschlüssel (1 Stück). TC inserts (1 pair), screws (1 pair), allen key (1 piece) Placas de tungsteno (1 par), tornillos (1 par), llave hexagonal (1 pieza) Taglienti in tungsteno (1 paio), viti (1 paio), brugola (1 pezzo) Tranchants en tungstène (1 paire), vis (1 paire), clé alles (1 pièce)	
REF	GTIN
42-07-0471-01	4048614535194

AP

Ed. 10/2013

ÜBERSETZTE EXTRAKTIONSZANGEN
 ARTICULATED EXTRACTION FORCEPS
 PINZAS DE EXTRACCIÓN ARTICULADAS
 PINZA DA ESTRAZIONE ARTICOLATA
 PINCE À EXTRACTION ARTICULÉE


SCHREIBER® INSTRUMENTE


Extraktionszange 18 cm Extraction forceps 18 cm Pinza de extracción 18 cm Pinza da estrazione articolata 18 cm Pince à extraction articulée 18 cm					
REF	Maulbreite jaw size tamaño de boca larghezza del morso largeur du mors	Abmessungen dimensions dimensiones dimensioni dimensions	Gewicht weight peso peso poids	GTIN	Code code código codice code
42-07-0470-3	3.0 mm	180 x 90 x 30 mm	250 gr.	4048614535132	
42-07-0470-6	6.0 mm	180 x 90 x 30 mm	200 gr.	4048614535149	
Material: 1.4021				scale 1:1	

Art-N° 90-1244



 **SCHREIBER**[®] INSTRUMENTE

SCHREIBER GmbH
Unterer Damm 15
D-78567 Fridingen, Germany
Tel.: +49 7463 996949-0
Fax.: +49 7463 996949-9
E-Mail: info@schreibergmbh.de
Internet: www.schreibergmbh.de