




PINZAS DE PLÁSTICO

FORCEPS, DISECCIÓN, PEAN "KOCHER"

13.02.02
PINZA FORCEP MINI




13.02.01
PINZA FORCEP NORMAL
PINZA FORCEP MINI




Punta con estrías horizontales para un mayor agarre.

13.02.04
PINZA DISECCION P1012



Punta con estrías horizontales muy finas para un mayor agarre de precisión.



13.02.03
PINZA PEAN "KOCHER"

Tope central tipo cremallera, de 5 posiciones.




13.02.06/07
PINZAS DE GASA



13.02.05
PINZA DE PEAN LARGA
130mm




REFERENCIAS Y MEDIDAS



L1=largo total
L2=largo útil punta
L3=altura

				LONGITUD				
13.02.01	Pinza Fórceps	Normal		125	13	10	AZUL	200 2000
13.02.02	Pinza Fórceps	Mini		86	13	10	AZUL	200 2000
13.02.04	Pinza Disección P1012	Normal		125	13	10	VERDE	200 2000
13.03.01	Pinza Fórceps	Normal	ESTERIL	125	13	10	AZUL	100 800
13.03.02	Pinza Fórceps	Mini	ESTERIL	86	13	10	AZUL	100 1200
13.03.04	Pinza Disección P1012	Normal	ESTERIL	125	13	10	VERDE	100 800



L1=largo total
L2=largo útil puntal
L3=altura
Máxima apertura 90°

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		LONGITUD			COLOR	BOLSA (ud.)	CAJA (ud.)
			L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)			
13.02.03	PINZA PEAN "KOCHER"		110	25	78	AZUL	100	1400
13.02.05	PINZA PEAN "KOCHER" LARGA		130	50	85	AZUL	100	1650
13.02.06	PINZA DE GASA CORTA		190	60	65	AZUL	25	900
13.02.07	PINZA DE GASA LARGA		240	80	70	AZUL	25	700
13.03.03	PINZA PEAN "KOCHER"	ESTERIL	110	25	78	AZUL	100	1200
13.03.05	PINZA PEAN "KOCHER" LARGA	ESTERIL	130	50	85	AZUL	100	1200
13.03.06	PINZA DE GASA CORTA	ESTERIL	190	60	65	AZUL	100	1000
13.03.07	PINZA DE GASA LARGA	ESTERIL	240	80	70	AZUL	100	1000

Presentación: A granel.

Estériles: envasados individualmente en peel-pack.