

RESUCITADORES MANUALES

"PRIMEROS AUXILIOS"

Material: PVC

Resucitador manual fabricado en PVC,PC,PE, con válvula de sobre presión, se suministra en bolsa, mascarilla, alargadera toma de oxígeno, con reservorio. Solo para uso sanitario, no esterilizable en autoclave y no valido para uso en quirofano. Desinfectable y lavable en frío.



21.02.01



21.02.02



21.02.03

Material: SILICONA (Esterilizable por autoclave)

Resucitador manual fabricado en Silicona, PVC,PSF,PE, con válvula de sobre presión, se suministra en bolsa, mascarilla, alargadera toma de oxígeno, con reservorio. Solo para uso sanitario, esterilizable en autoclave. Desinfectable y lavable en frío.



21.02.11



21.02.12



21.02.13



21.02.31



21.02.32



21.03.01

21.03.02

21.03.03

Dimensiones y medidas:

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | NUMERO | MASCARILLA | BOQUILLA | MATERIAL | BALON | RESERVORIO | W/POP-OFF | CAJA |
|------------|-------------|--------|-------------|----------|----------|--------|------------|-----------|------|
| 21.02.01 | RESUCITADOR | ADULTO | #5 | 22 | PVC | 1500ml | 2500ml | 60cm | 12 |
| 21.02.02 | RESUCITADOR | NIÑO | #3 | 22 | PVC | 550ml | 2500ml | 40cm | 12 |
| 21.02.03 | RESUCITADOR | BEBE | #1 | 15 | PVC | 280ml | 600ml | 40cm | 12 |
| 21.02.11 | RESUCITADOR | ADULTO | #5 | 22 | SILICONA | 1500ml | 2500ml | 60cm | 12 |
| 21.02.12 | RESUCITADOR | NIÑO | #3 | 22 | SILICONA | 550ml | 2500ml | 40cm | 12 |
| 21.02.13 | RESUCITADOR | BEBE | #1 | 15 | SILICONA | 280ml | 600ml | 40cm | 12 |
| 21.02.31 | RESUCITADOR | ADULTO | C/VALVULA#5 | 22 | SILICONA | 1500ml | 2500ml | 60cm | 12 |
| 21.02.32 | RESUCITADOR | NIÑO | C/VALVULA#3 | 22 | SILICONA | 550ml | 2500ml | 40cm | 12 |

RECAMBIOS

| | | | | |
|----------|--------------------|--------------|-----|--------|
| 21.03.01 | REC.RESERVORIO | ADULTO | PVC | 2500ml |
| 21.03.02 | REC.RESERVORIO | ADULTO | PVC | 600ml |
| 21.03.03 | REC.VALVULA INTAKE | VALVE INTAKE | | |

Presentación: por unidades.

