


TUBOS DE GUEDEL

OPACOS "Rígidos" y TRANSPARENTES "blandos"

Modelo opaco




ANCHURA BOQUILLA EXTERIOR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	NUMERO	COLOR	BOQUILLA	ANCHURA	BOLSA	CAJA
11.00.11	TUBO DE GUEDEL	40mm	000	Rosa	25 mm	12mm	50	1000
11.00.00	TUBO DE GUEDEL	50mm	00	Azul	28 mm	13mm	50	800
11.00.10	TUBO DE GUEDEL	60mm	0	Negro	30 mm	15mm	50	600
11.00.01	TUBO DE GUEDEL	70mm	1	Blanco	38 mm	17mm	50	500
11.00.15	TUBO DE GUEDEL	80mm	1'5	Lila	40 mm	18mm	50	400
11.00.02	TUBO DE GUEDEL	90mm	2	Verde	41 mm	20mm	50	400
11.00.03	TUBO DE GUEDEL	100mm	3	Naranja	42 mm	22mm	50	400
11.00.04	TUBO DE GUEDEL	110mm	4	Rojo	42 mm	23mm	25	350
11.00.05	TUBO DE GUEDEL	120mm	5	Amarillo	44 mm	24mm	25	200

La longitud del Guedel se realiza desde la boquilla hasta el final del tubo en línea recta, la altura de la cánula.

Modelo transparente



ANCHURA BOQUILLA EXTERIOR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	NUMERO	COLOR	BOQUILLA	ANCHURA	BOLSA	CAJA
CAJA 11.03.04	TUBO DE GUEDEL	40mm	000	Rosa	25 mm	12mm	50	1000
11.03.05	TUBO DE GUEDEL	50mm	00	Azul	28 mm	13mm	50	800
11.03.06	TUBO DE GUEDEL	60mm	0	Negro	30 mm	15mm	50	600
11.03.07	TUBO DE GUEDEL	70mm	1	Blanco	38 mm	17mm	50	500
11.03.08	TUBO DE GUEDEL	80mm	1'5	Lila	40 mm	18mm	50	400
11.03.09	TUBO DE GUEDEL	90mm	2	Verde	41 mm	20mm	50	400
11.03.10	TUBO DE GUEDEL	100mm	3	Naranja	42 mm	22mm	50	400
11.03.11	TUBO DE GUEDEL	110mm	4	Rojo	42 mm	23mm	25	350

La longitud del Guedel se realiza desde la boquilla hasta el final del tubo en línea recta, la altura de la cánula.

Presentación: Envasados individualmente en peel-pack. **Estériles.**